

EUROCEPT XYTRON MEDICAL

Instructiekaart Bytech TENS

AANSLUITEN

- Sluit de kabel(s) aan op de zelfklevende elektroden
- Trek voorzichtig aan de zijkant de elektroden los van het beschermde plastic folie. Bewaar het bescherm papier en het zakje, omdat de elektroden na gebruik hierop worden teruggeplakt en in het zakje moeten worden bewaard.
- Plak de elektroden op de door uw zorgverlener aanbevolen plaats op de huid
- Sluit de kabel(s) aan op de bovenkant van het Bytech TENS apparaat

INSCHAKELEN

- Druk 2 seconden de aan/uit knop in ①
- Kies de gewenste intensiteit ②
- Vergrendel het apparaat tijdens de behandeling, druk 2 seconden de rode knop aan de linkerzijkant in ③
- Als er een behandeling aanstaat is de aan/uit knop tevens te gebruiken als pauze knop door de knop kort in te drukken ①

UITSCHAKELEN

- Schakel uw Bytech TENS altijd eerst uit voordat u de elektroden van uw huid verwijdert via de aan/uit knop. ①
- Wanneer de timer is geactiveerd schakelt de Bytech TENS aan het einde van het geprogrammeerde programma automatisch uit.

ELEKTRODEN

- Plaats de elektroden na gebruik terug op de juiste kant van het bescherm plastic folie.
- Bewaar de elektroden in de hersluitbare verpakking in de koelkast.
- U mag geen bodylotion of andere zalf gebruiken op de plek waar de elektroden geplakt moeten worden.
- Indien u last heeft van een rode huid of bultjes, dan dient u contact op te nemen met uw pijnbehandelaar.
- U mag de Bytech TENS niet gebruiken tijdens het besturen van een auto, tijdens het douchen, in bad en in de sauna.

BATTERIJEN

De batterij is leeg en moet voor gebruik opgeladen worden via bijgeleverde oplader. Deze kunt u aansluiten via de onderkant van de batterij. Het lampje brandt rood tijdens het opladen en groen als deze opgeladen is.

