

EUROCEPT XYTRON MEDICAL

Instructiekaart BlueTENS

INSTALLEREN

- Installeer de BLUETENS app voor iOS via de Appstore of voor Android via Play Store op uw telefoon en maak indien gewenst een account aan
- Indien u een Android telefoon heeft vraagt de app om toestemming voor het aanzetten van locatievoorzieningen. Dit dient toegestaan te worden voor een correcte werking van de Bluetooth op Android toestellen.
- Kies vervolgens de juiste app: Chronische pijn behandeling Eurocept Xytron Medical of laat uw apparaat automatisch kiezen door het apparaat aan te zetten wanneer de app dit aangeeft.
- Wanneer u een programma start zal BLUETENS automatisch via Bluetooth koppelen. Zorg er voor dat uw Bluetooth ingeschakeld is op uw smartphone (zie instellingen op uw telefoon).


INSTELLEN

- Via menu **1**
- Selecteer pijnbestrijding **2**
- Selecteer gewenste lichaamsdeel **3**
- Druk op "GO" **4**
- Klik op het voor u juiste programma
- U krijgt nu een korte omschrijving van uw programma keuze
- Druk op "GO" **4**
- Uw behandelaar geeft u adviezen over de plaatsing van de elektroden en tijdsduur van stimuleren, volg deze op.
- Druk op "GO" **4**

INSCHAKELEN

- Schakel uw BLUETENS in door op de blauwe knop **5** van uw stimulator te drukken. Uw BLUETENS maakt nu automatisch verbinding met uw smartphone en het programma zal na een paar seconden starten
- Als de elektroden niet goed aangesloten zijn op de huid, maakt de stimulator geen contact
- U kunt de intensiteit van het programma vermeerderen of verminderen door het verschuiven van het wielje **6**

UITSCHAKELEN

- Druk op  onderaan uw scherm op uw smartphone om het programma te stoppen of druk op de blauwe knop **5** op uw BLUETENS
- Schakel de BLUETENS altijd uit voordat u de elektroden van uw huid verwijdert.

ELEKTRODEN

- Plaats de elektroden na gebruik terug op de juiste kant van het bescherm plastic folie.
- Bewaar de elektroden in de hersluitbare verpakking in de koelkast.
- U mag geen bodylotion of andere zalf gebruiken op de plek waar de elektroden geplakt moeten worden.
- Indien u last heeft van een rode huid of bultjes, dan dient u contact op te nemen met uw pijnbehandelaar.
- U mag de BlueTENS niet gebruiken tijdens het besturen van een auto, tijdens het douchen, in bad en in de sauna.

AANSLUITEN

- U krijgt twee kabels bijgeleverd. Sluit de kabel met de ronde pin aan op de BLUETENS (de USB kabel is voor het opladen van uw BLUETENS)
- Sluit twee elektroden aan op de kabel
- Plak de elektroden op de aanbevolen plaats op de huid



eurocept
xytron medical

Distributie in Nederland:

Eurocept Xytron Medical
Trapgans 5
1244 RL Ankeveen

t 035 - 52 88 377
e tens@euroceptpharma.com
i www.tensbestellen.nl